



# SPON ANAL



## Gebrauch

Spon-Anal ist ein steriler, saugfähiger, komprimierter Schwamm für den hämostatischen Gebrauch, hergestellt aus hochreinem, neutralem, aus Kollagen gewonnenem Gelatinematerial.

## Allgemeine Beschreibung

Dieses Produkt wird bei anorektalen chirurgischen Eingriffen verwendet, bei denen die traditionelle Hämostase nicht oder schwierig anwendbar ist oder bei denen die Verwendung von anderen, nicht saugfähigen Materialien, nicht angebracht ist.

Spon-Anal saugt etwa das 40/50-fache seines Gewichts an Wasser auf und haftet problemlos an der Blutungsstelle. Die gleichmäßige Porosität des Schwamms garantiert eine günstige Hämostase.



Technische Spezifikationen	
Außen-	30 mm
Länge	80 mm

Verpackung		
Artikelnr.	Anz.	Bezeichnung
800050-20	20	Spon Anal