


# THD EINWEG-ANOSKOP ZUR DIAGNOSTIK STERIL



## Gebrauch

Die Linie der sterilen Anoskope zur Diagnostik THD Diagnostic Line umfasst eine breite Palette von Produkten, erhältlich mit verschiedenen Durchmessern und mit unterschiedlichen Öffnungen, um den unterschiedlichen klinischen und pathologischen Anforderungen der Anoskopieverfahren im ambulanten Bereich und in OP-Umgebung gerecht zu werden.

## Allgemeine Beschreibung

Das Anoskop wird aus transparentem und stoßfestem medizintauglichem Thermoplast gefertigt.

Das Anoskop kann mit der Lichtquelle

THD LED2000 und THD REVOLUTION (Beleuchtungsfunktion) oder mit einer Raumlichtquelle verwendet werden. Dank der als Zubehör erhältlichen, speziell geformten Glasfaser Spitze ist eine effektive Ausleuchtung des Operationsbereichs möglich, da das Licht direkt auf das Ende gerichtet wird.


Jedes Anoskop mit einer eigenen Einführhilfe ist einzeln in einem sterilen Doppelbeutel verpackt.

## Eigenschaften

- Aus medizintauglichem Polycarbonat gefertigt
- Erfüllt die Anforderungen an Biokompatibilität gemäß ISO 10993
- Atraumatisches Einführprofil
- Gebrauchsfertig
- CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt der Klasse Is
- In der praktischen „Gravity Feed“ Box in Polyethylenbeuteln einzeln verpackt
- Latexfrei
- Vollständige Auswahl an Durchmessern, Längen und Öffnungen
- Die Farbe des Griffs ermöglicht die schnelle Identifizierung des Durchmessers
- Kompatibel mit der Lichtquelle THD LED2000 und THD REVOLUTION
- Steril



- An andere Lichtquellen anpassbar



|                  |                   | Pädiatrische Anwendung | Mittel | Groß  |
|------------------|-------------------|------------------------|--------|-------|
| Farbe des Griffs |                   | Orange                 | Blau   | Grün  |
| d                | Innen-lumen       | 12 mm                  | 19 mm  | 23 mm |
| D                | Außen-durchmesser | 15 mm                  | 22 mm  | 26 mm |
| L                | Länge insgesamt   | 65 mm                  | 90 mm  | 90 mm |

| THD Einweg-Anoskop zur Diagnostik STERIL |      |                                      |
|------------------------------------------|------|--------------------------------------|
| GERADES ENDE                             |      | ABGESCHRÄGTES ENDE                   |
|                                          |      |                                      |
| Artikelnr.                               | Anz. | Bezeichnung                          |
| 800011 - 90                              | 90   | Pädiatrie-Anoskop gerade Steril      |
| 800012 - 90                              | 90   | Pädiatrie-Anoskop Abgeschrägt Steril |
| 800014 - 45                              | 45   | Anoskop Mittel -gerade Steril        |
| 800015 - 45                              | 45   | Anoskop Mittel Abgeschrägt Steril    |
| 800017 - 45                              | 45   | Anoskop Groß gerade Steril           |
| 800018 - 45                              | 45   | Anoskop Groß Abgeschrägt Steril      |