




THD EINWEG-ANOSKOP ZUR DIAGNOSTIK



Gebrauch

Die Linie der Anoskope zur Diagnostik THD Diagnostic Line umfasst eine breite Palette von Produkten, erhältlich mit verschiedenen Durchmessern und mit unterschiedlichen Öffnungen, um den unterschiedlichen klinischen und pathologischen Anforderungen der Anoskopieverfahren im ambulanten Bereich gerecht zu werden.

Allgemeine Beschreibung

Das Anoskop wird aus transparentem und stoßfestem medizintauglichem Thermoplast gefertigt.

Das Anoskop kann mit der Lichtquelle THD LED2000 und THD REVOLUTION (Beleuchtungsfunktion) oder mit

einer Raumlichtquelle verwendet werden. Dank der als Zubehör erhältlichen, speziell geformten Glasfaser Spitze ist eine effektive Ausleuchtung des Operationsbereichs möglich, da das Licht direkt auf das Ende gerichtet wird.

Jedes Anoskop mit einer eigenen Einführhilfe ist einzeln verpackt.

Eigenschaften


- Aus medizintauglichem Polycarbonat gefertigt
- Erfüllt die Anforderungen an Biokompatibilität gemäß ISO 10993
- Atraumatisches Einführprofil
- Gebrauchsfertig
- CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt der Klasse I
- In der praktischen „Gravity Feed“ Box in Polyethylenbeuteln einzeln verpackt
- Latexfrei
- Vollständige Auswahl an Durchmessern, Längen und Öffnungen
- Die Farbe des Griffs ermöglicht die schnelle Identifizierung des Durchmessers
- Kompatibel mit der Lichtquelle THD LED2000 und THD REVOLUTION
- An andere Lichtquellen anpassbar



Technisches Datenblatt

ARTIKELNR. 800020 ARTIKELNR. 800021
ARTIKELNR. 800023 ARTIKELNR. 800024
ARTIKELNR. 800026 ARTIKELNR. 800027

DE



		Pädiatrische Anwendung	Mittel	Groß
Farbe des Griiffs		Orange	Blau	Grün
d	Innen-lumen	12 mm	19 mm	23 mm
D	Außen-durchmesser	15 mm	22 mm	26 mm
L	Länge insgesamt	65 mm	90 mm	90 mm

THD Einweg-Anoskop zur Diagnostik		
GERADES ENDE		ABGESCHRÄGTES ENDE
Artikelnr.	Anz.	Bezeichnung
800020 - 120	120	Pädiatrie-Anoskop gerade
800021 - 120	120	Pädiatrie-Anoskop abgeschrägt
800023 - 90	90	Anoskop Mittel-gerade
800024 - 90	90	Anoskop Mittel Abgeschrägt
800026 - 90	90	Anoskop Groß -gerade
800027 - 90	90	Anoskop Groß Abgeschrägt

THD S.p.A. Via Industria, 1 42015 Correggio (RE), Italy – Tel +39 0522 634311 Fax +39 0522 634371 – www.thdlab.com

Administrative Offices Via per Carpi 26/b, 42016 Correggio (RE), Italy
Reg. Imp., Cod. Fisc. & VAT IT02111430357 – Capitale Sociale € 4.000.000,00 I.V.

THD360050_DE_Rev00_20180503_THD_Diagnostic Ano NS.docx