

THD BANDY



Gebrauch

THD Bandy (Ref. 800183) ist ein Medizinprodukt der Klasse IIa gemäß der Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG und besteht aus einem Hämorrhoidenbinder, einem medizinischen Einweggerät sowie einem Konus und einem Drücker. Dieses medizinische Gerät ist für die Behandlung von Hämorrhoidalleiden 2. Grades konzipiert.

Allgemeine Beschreibung

THD Bandy (Ref. 800183) ist ein gebrauchsfertiges medizinisches Gerät, das aus einem elastischen Binder sowie einem Konus und einem Drücker besteht.

Das medizinische Gerät THD Bandy ist ein Einweg-Saug-Elastikbinder, der mit einem System zum Laden von Elastikringen ausgestattet ist, die separat geliefert werden.

THD Bandy wird an ein Saugsystem angeschlossen und ermöglicht es, die Menge des angesaugten Gewebes über eine Öffnung zu kontrollieren, die das Ansaugen oder Freisetzen der Schleimhaut ermöglicht. Das spezielle Design des Griffs ermöglicht die Bedienung mit nur einer Hand sowie ein schnelles und sicheres Entspannen des Gummibands.

Eigenschaften

- Aus medizintauglichem Polycarbonat gefertigt
- Erfüllt die Anforderungen an Biokompatibilität gemäß ISO 10993
- Lieferung mit Einweg-Ringen
- Ladevorrichtung für die Ringe
- Gebrauchsfertig



- Leicht und handlich
- CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt der Klasse IIa
- Einzeln verpackt
- Latexfrei

Vorteile

- Kann mit einer Hand bedient werden
- Praktisches Spannen des Gummibands

Abmessungen THD Bandy (ref. 800183)	
Länge ohne Griff	150 mm
Öffnung Innendurchmesser	10 mm
Durchmesser Saugeranschluss	8 mm

THD Bandy			
Artikelnr.	Anz.	Beschreibung	Risikoklasse
800183	25	THD Bandy (Medizinprodukt) besteht aus: Einweg-Ligator Spannkonus Pressvorrichtung zum Spannen der Ringe	IIA

Kompatibles Zubehör	
Produkt	Beschreibung
Gummibänder für die Ligatur	-Material: Isopren -Innendurchmesser: 1,9 mm -Außendurchmesser: 4,5 mm