




# THD LIGHTSCOPE REKTOSKOP STERIL



## Gebrauch

Das Rektoskop THD LightScope ist ein STERILES Medizinprodukt für den EINMALGEBRAUCH, das für die Untersuchung des anorektalen Kanals und der distalen Sigmaregion geeignet ist.

## Allgemeine Beschreibung

In dem Rektoskop THD LightScope LED wird in einem einzigen Einmalgerät eine Vergrößerungslinse integriert. Der Griff verfügt über eine Aufnahme zur Verwendung mit der Lichtquelle THD LED 2000 oder THD REVOLUTION (Funktion nur Lichtquelle).

Das Rektoskop THD LightScope LED ist gebrauchsfertig und auch mit der im Lieferumfang enthaltenen Insufflator-Pumpe erhältlich. Erhältlich in zwei Längen (200 mm und 250 mm)

## Eigenschaften

- Aus medizintauglichem Polycarbonat gefertigt
- Erfüllt die Anforderungen an Biokompatibilität gemäß ISO 10993
- Linse mit 4-facher Vergrößerung
- Erhältlich in zwei Längen (200 mm und 250 mm)
- Auch erhältlich mit Einweg-Insufflator
- Gebrauchsfertig
- Leicht (55 g)
- CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt der Klasse Is
- Einzeln verpackt
- Latexfrei
- Mit Ethylenoxid sterilisiert



Vorteile

- Benötigt keine Vorbereitung vor dem Gebrauch
- Steriles Produkt
- Beseitigt die Gefahr von Kreuzkontamination

Abmessungen		
THD LIGHTSCOPE REKTOSKOP STERIL		
	<b>Mini</b>	<b>Maxi</b>
Durchmesser (B)	23 mm	23 mm
Länge (A)	200 mm	250 mm

THD Lightscope Rektoskop Steril		
Artikelnr.	Anz.	Bezeichnung
800120 - 10	10	THD LightScope Recto Maxi Steril
800121 - 10	10	THD LightScope Recto Mini Steril
800122 - 10	10	THD LightScope Recto Maxi mit Insufflator Steril
800123 - 10	10	THD LightScope Recto Mini mit Insufflator Steril

THD360087\_DE\_Rev01\_20190624\_THD\_Lightscope\_Recto\_Sterile.docx