



THD PRESSPROBE



THD PressProbe ist eine innovative Einwegsonde zur Verwendung mit dem Anopress- Gerät zur Durchführung der THD-Manometrie.

Die Sonde gestattet die Messung des realen Drucks des mittleren Sphinktertonus während der verschiedenen Funktionsphasen (Basal-, Squeeze- und Strain-Tonus).

Die Sonde THD PressProbe darf ausschließlich in Kombination mit dem Anopress-Gerät verwendet werden. Die Sonde THD Pressprobe benötigt keine Kalibrierung, denn diese erfolgt automatisch beim Start jedes Messvorgangs.

Die Sonde ist mit einem ergonomischen Griff versehen und weist eine komplett atraumatische Spitze auf, wodurch bei der Untersuchung maximaler Komfort für medizinisches Personal und Patienten gewährleistet wird. Ihre Größe wurde so ausgelegt, dass die Bedingungen einer normalen digitalen Exploration reproduziert werden.

In der Verpackung ist eine Probe Card enthalten, mit der die Untersuchung aktiviert werden kann.

Im Paket befindet sich eine Probe Card, die die Anmeldung zur Prüfung ermöglicht.



THD PressProbe ist zusammen mit der Probe Card in einem Polyethylenbeutel verpackt.

Anschließend wird der Polyethylenbeutel einzeln in zwei verschiedene Primärverpackungsvarianten verpackt:

- THD pressProbe (BOX): Karton, auf dem die grafischen Anweisungen gedruckt sind;
- THD PressProbe (ENV): Polyethylenbeutel, auf dem die grafischen Anweisungen aufgedruckt sind.

Die THD Pressprobe ist ein Medizinprodukt der Klasse IIa.

Abmessungen THD Probe	
Durchmesser der Sonde	16 mm
Länge der Sonde	165 mm (mit Griff)
Länge sensibler Bereich	50 mm
Leitungslänge	1000 mm
Gewicht	23 g
Anschluss an Anopress	Männlicher Luer Lock

PressProbe			
Art-Nr	Bezeichnung	Anz.	Beschreibung
800141	THD PRESSPROBE (BOX)	1	In Schachtel verpackte Sonde für anale Manometrie
800144	THD PRESSPROBE (ENV)	1	In Beutel verpackte Sonde für anale Manometrie
800147	THD PRESSPROBE (BOX) <i>Enthält 10 Einheiten des Codes 800141</i>	10	In Schachtel verpackte Sonde für anale Manometrie
800150	THD PRESSPROBE (ENV) <i>Enthält 50 Einheiten des Codes 800144</i>	50	In Beutel verpackte Sonde für anale Manometrie

*siehe technische Blattcodes 800040, 800134, 800165 und 800166

ANGESCHLOSSENE GERÄTE		
Art-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
800140	THD ANOPRESS	Gerät für Anorektale Manometrie
800198	THD PROCTOSTATION	Integrierte Proktologische Plattform
800194	THD PROCTO MOBILE	Tragbare Proktologische Plattform