

THD SMOKE EVACUATOR SE02-220



Gebrauch

Der Bovie Smoke Shark II ist ein Rauchabsauger, der das Risiko bei elektrochirurgischen Eingriffen mindert. Er entfernt den bei chirurgischen Eingriffen entstehenden Rauch, der potentiell gefährliche Substanzen enthält, aus dem Operationsbereich und strömt während des Eingriffs nicht kontaminierte Luft aus.

Allgemeine Beschreibung

Der Bovie Smoke Shark II ist ein sehr leichter, leiser und kompakter Rauchabzug mit 3 verschiedenen Anschlussmöglichkeiten und bietet damit maximale Flexibilität. Eine Füllstandanzeige auf der Frontplatte ermöglicht eine schnelle Überprüfung der Restlebensdauer des Filters. Der Smoke Shark II verfügt auch über entsprechende Tasten für eine einfache Absaugregulierung, mit LED-Anzeige zur einfachen Identifizierung der aktuellen Einstellungen. Das mitgelieferte Pedal erleichtert die „handlose“ Aktivierung. Für noch bessere Ergebnisse verwenden Sie es in Verbindung mit dem Smoke-Evac Hand Piece (800206).

Technische Daten	
Höhe	15.2 cm
Breite	27.9 cm
Tiefe	39.4 cm
Gewicht	4.3 kgs
Versorgungsstrom	240 VAC
Versorgungsfrequenz	50-60 Hz
Geräuschpegel	≥ 55 dBA

THD SMOKE EVACUATOR SE02-220: ZUBEHÖR



THD SF35 HR REPLACEMENT FILTER ARTIKELNR. 800200

Der 35 Hr Replacement Filter ist ein 4-stufiger Filter, der entwickelt wurde, um Aerosole, Partikel und Mikroorganismen von 0,1 - 0,2 Mikron mit einem Wirkungsgrad von 99,99% zu filtern. Ein Kohlefilter sorgt für die Entfernung und Absorption von Gerüchen und toxischen Gasen. Das Design mit 3 verschiedenen Anschlüssen eignet sich für eine Vielzahl von Tuben unterschiedlicher Größe. Das Produkt ist separat erhältlich.



THD SERS 2 REMOTE ACTIVATOR EZLINK ARTIKELNR. 800200

Der EZLINK Remote Activator ermöglicht die automatische Aktivierung des Smoke Shark II, wenn er an das Elektrochirurgiegerät (800182) oder den HF-Exsikkator (800231) angeschlossen wird. Er kann mit einer Verzögerung von 0 bis 10 nach Abschaltung des elektrochirurgischen Instruments eingestellt werden, um sicherzustellen, dass die Rauchwolke eingefangen wird. Das Produkt ist separat erhältlich.

THD SMOKE EVACUATOR SE02-220		
Artikelnr.	Anz.	Beschreibung
800181	1	THD SMOKE EVACUATOR SE02-220
800200	1	THD SF35 HR REPLACEMENT FILTER
800201	1	THD SERS 2 REMOTE ACTIVATOR EZLINK